

GP TDC 141 L
TwinDos Care
Čistiaci prostriedok pre dávkovací systém TwinDos

EAN: 4002516200086 / Číslo materiálu: 11171430 / Číslo starého materiálu: 11997165EU2



- Na vyplachovanie dávkovacích vedení TwinDos
- Odporúča sa použiť pred výmenou produktu
- Použitie sa odporúča pred dlhšou prestávkou v používaní (min. 2 mesiace)
- Zabezpečuje optimálnu funkciu automatického dávkovacieho systému
- Na cca 5 cyklov oplachovania
- Pre automatické práčky a sušičky bielizne Miele s TwinDos