

GP DC CX 0061 T

Odvápňovacie tablety, 6 kusov

pre kávovar, parnú rúru, FashionMaster, rúru na pečenie s klim. pečením.

EAN: 4002516173823 / Číslo materiálu: 11201130 / Číslo starého materiálu: 29996925EU2



- Dôkladné odstránenie usadenín a vodného kameňa
- Vysoká účinnosť a pritom šetrné odvápnenie
- Vyvážené zloženie — špeciálna receptúra Miele
- Žiadne zvyšky chémie po odvápnení
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť