

GP DC 001 C

Odvápňovacia kartuša
na automatické odvápnenie kávovarov Miele.

EAN: 4002516188612 / Číslo materiálu: 11202430 / Číslo starého materiálu: 29996922EU2



- Dôkladné odstránenie usadenín a vodného kameňa
- Vysoká účinnosť a pritom šetrné odvápnenie
- Úplne automaticky
- Žiadne zvyšky chémie po odvápnení
- Jedno balenie vydrží cca 1 rok
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť