

MB-CVA 7000

Sklenená nádoba na mlieko
pre Latte Macchiato a kapučíno, kedykoľvek si spomeniete!

EAN: 4002516181491 / Číslo materiálu: 11234120 / Číslo starého materiálu: 29992644EU1



- Táto nádoba je súčasťou dodávky CVA 7000
- Ako druhá nádoba pri intenzívnom používaní prístroja
- Plniaci objem 0,7 l
- Obsah: 1 predmontovaná sklenená nádoba s vekom vrátane senzorov