

DGG 50-120

Neperforovaná naparovacia miska

pre parnú rúru DG 7000, ako aj parnú rúru s mikrovlnkou DGM 6000/7000.

EAN: 4002516244578 / Číslo materiálu: 11323320 / Číslo starého materiálu: 23996130EU1



- Napr. na prípravu cestovín, ryže, polievok a nákyrov
- Na prípravu jedál v omáčkach, vo vývaroch či vode
- Objem: 5,5 l
- š x h x v: 375 x 197 x 120 mm
- Nevhodné pre mikrovlnnú prevádzku!