

DKF 30-R

Regenerovateľný pachový filter Longlife AirClean
pre odsávače s cirkulačnou prevádzkou Miele DAD 4840 a DAD 4940.

EAN: 4002516382836 / Číslo materiálu: 11662830 / Číslo starého materiálu: 28996418EU1



- Čistíne čerstvý vzduch bez zápachu v celej kuchyni
- S akt. uhlím – účinne neutralizuje nepríjemné kuchynské zápachy
- Každý polrok jednoduchá regenerácia v rúre na pečenie
- Životnosť 3 roky
- Obsah: 2 filtre bez rámu
- Nízky prietokový odpor vďaka špeciálnej konštrukcii