


KFR 7000

Polica na fľaše

pre bezpečné, priestorovo úsporné skladovanie fliaš v chladničke.

EAN: 4002516467489 / Číslo materiálu: 11775120 / Číslo starého materiálu: 36996110EU1



- Variabilné použitie na rôznych úrovniach zasunutia
- Na vodorovné a nehybné uskladnenie, napr. vína
- Z pochrómovaného kovu
- Vhodné pre vybrané vstavané chladničky K 7000
- Až na 9 fliaš, podľa veľkosti a tvaru