

GS CL 4001 P

PowerDisk All in 1, 400 g

prostriedok na umývanie riadu v umývačkách s funkciou AutoDos.

EAN: 4002516465195 / Číslo materiálu: 11841470 / Číslo starého materiálu: 21995534EU4



- Exkluzívny práškový granulát Miele
- Žiarivé výsledky – aj pri odolných nečistotách.
- Aktívny kyslík pre dôkladnú čistotu
- Automatické dávkovanie na cca 1 mesiac (20 umývacích cyklov/disk)
- Jednoducho perfektne umyť riad. S Miele.