

WA WC 1503 L
Prací prostriedok WoolCare 1,5 l
na vlnu, hodváb a iné jemné textilie.

EAN: 4002516531265 / Číslo materiálu: 11979200 / Číslo starého materiálu: 11997230EU5



- Jemné pranie a šetrná starostlivosť o vlákna pre pružné oblečenie
- So pšeničnými proteínmi – výživná kúra pre vaše textilie
- FoamCare – Šetrné čistenie vďaka mäkkému penovému kobercu
- Fľaša zo 100 % recyklovaného plastu – v záujme ekológie
- Neobsahuje mikroplasty, optické rozjasňovače ani bieliace látky
- Recyklovateľná fľaša. Externe vyskúšané a potvrdené