

WA UC 1501 L

Tekutý prací prostriedok UltraColor 1,5 l

vysokoučinný tekutý prací prostriedok na farebné a čierne textílie.

EAN: 4002516531531 / Číslo materiálu: 11979380 / Číslo starého materiálu: 11997231EU5



- Vynikajúce odstraňovanie škvŕn už pri nízkych teplotách
- Obsahuje 7 enzýmov pre maximálnu čistotu
- Fľaša zo 100 % recyklovaného plastu – v záujme ekológie
- ColorProtect pre dlhotrvajúcu intenzitu farieb
- Bez obsahu mikroplastov a biologicky odbúrateľná
- Dlhotrvalá sviežosť vďaka špeciálnej vôni Miele Aqua