

WA CSP 0603 L

Kapsuly Sport

6 ks balenie špeciálneho pracieho prostriedku na syntetické textilie. EasyOpen.

EAN: 4002516547648 / Číslo materiálu: 12014080 / Číslo starého materiálu: 11997221EU3



- Hygienická čistota a dlhotrvajúca sviežosť
- Udržiava vlákna pre trvanlivé a tvarovo stále oblečenie
- Zachováva priedušnosť textílií
- Zabráňuje elektrostatickému nabíjaniu odevov
- Dávkovač zo 100 % recyklovaného plastu – pre životné prostredie
- Na 6 použití – použiteľný vo všetkých typoch práčok