

KWF 1000

IntensiveClear

Vodný filter s aktívnym uhlím pre MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/KF 2xx1

EAN: 4002516578710 / Číslo materiálu: 12073630 / Číslo starého materiálu: 38996034EU4



- pre zreteľne lepšiu kvalitu vody
- Vychutnajte si čistú vodu a kocky ľadu s neutrálnou chuťou
- filtruje suspendované látky a pachové látky vody z vodovodu
- Na zachovanie výkonu vymieňajte filter každých 6 mesiacov