

CoffeeCare Set

Čistiaca sada na čistenie a údržbu plnoautomat. kávovarov Miele pre všetky CM a CVA Miele.

EAN: 4002516599838 / Číslo materiálu: 12122930 / Číslo starého materiálu: 29997256EU2



- Všetky potrebné čistiace prostriedky za výhodnú cenu
- 6 odvápnovacích tabliet, 10 čistiacich tabliet
- 30 čističov mliečneho vedenia, 1 utierka z mikrovlákna Miele
- Najlepšia starostlivosť pre dlhoročnú spoľahlivosť