

WA CIP 0302 L

Kapsuly Impraprotect

3 ks bal. impregnačného prostr. na oblečenie na šport alebo do dažďa. EasyOpen.

EAN: 4002516618980 / Číslo materiálu: 12171140 / Číslo starého materiálu: 11997152EU9



- Účinná impregnácia proti vlhkosti, vetru a nečistotám
- Najlepšie výsledky vďaka termickej fixácii
- Bez obsahu fluorkarbonových živíc
- Zachováva priedušnosť a pružnosť textilu
- Dávkovač zo 100 % recyklovaného plastu – pre životné prostredie
- Na 3 použitia – použiteľný vo všetkých typoch práčok