

Sito 2 PCS
Sitko na uvoľnené vlákna
na filtrovanie žmolkov v sušičkách bielizne

EAN: 4002516773757 / Číslo materiálu: 12497060 / Číslo starého materiálu:



- plastový rám so sieťovinou
- možnosť vybratia na vyčistenie
- na použitie v otvore dverí
- použiteľné vpravo a vľavo
- pre T4xxx, T7xxx, T8xxx, T9xxx
- rozsah dodávky: 2 kusy
- súčiastku porovnať so zobrazeným náhradným dielom