

WA UP2 1403 L

Miele UltraPhase 2

univerzálne UltraPhase 2 vhodné pre každé UltraPhase 1.

EAN: 4002516779919 / Číslo materiálu: 12517060 /
Číslo starého materiálu: 11997298EU3



- Aktívny kyslík pre jemné a efektívne odstraňovanie škvŕn
- OxiCare pre dôkladné ošetrovanie a čistotu textilu a spotrebiča
- WhiteBooster pre žiarivo bielu bielizeň
- Až o 30 % nižšia spotreba vďaka automatickému dávkovaniu
- Vysokovýdatný – 1,4 litra na 50 pracích cyklov
- Vhodné pre všetky práčky a práčky so sušičkou Miele TwinDos