

Afvoerslang 2,25M

Afvoerslang

voor verlenging van de afvoerslang van vaatwassers en wasmachines

EAN: 4002515057797 / Materiaalnummer: 01545806 / Oud Materiaalnummer:



- Slang van flexibel materiaal
- Lengte 2,25 m, binnendiameter 22 mm
- tevens is verbindingbuis recht mat. nr. 0164212 nodig
- of buishoek mat.nr. 0078149
- alsook slangklem mat.nr. 01627501 (2 stuks bestellen)
- niet geschikt voor W1
- alleen geschikt als verlenging van afvoerslang