


E 328

Inlegbak

voor het optimaal plaatsen van rechtopstaande instrumenten.



- De instrumenten kunnen rechtop staand op inzet worden geplaatst

EAN: 4002511117051 / Materiaalnummer: 02795940 / Oud Materiaalnummer: 69732801D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	15
Buitenmaat, nettobreedte in mm	34
Buitenmaat, nettodiepte in mm	145
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Nettogewicht in kg	0,06
Brutogewicht in kg	0,07