

E 338

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van maximaal 8 halve trayschalen.



- Geschikt voor 8 halve trayschalen
- Uitgerust met 10 houders (8 vakken), breedte 295, diepte 33 mm
- De maximale traygrootte bedraagt 290 x 30 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511116160 / Materiaalnummer: 03080600 / Oud Materiaalnummer: 69533801D

<b>Productcategorisatie</b>	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor trays/bladen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	8
<b>Capaciteit</b>	
Trays/bladen [aantal]	8
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	110
Buitenmaat, nettobreedte in mm	305
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	125
Buitenmaat, brutobreedte in mm	310
Buitenmaat, brutodiepte in mm	500
Nettogewicht in kg	0,62
Brutogewicht in kg	0,84