

E 363

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van verschillende instrumenten.



- Maaswijdte 1 mm
- Uitgerust met een bovenblad
- Inzetbaar in boven- en onderrek
- Zonder houders voor instrumenten

EAN: 4002511116283 / Materiaalnummer: 03149790 /

Oud Materiaalnummer: 69536301D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaat, klein, tandheelkundig	•
Thermodesinfectoren SlimLine, tandheelkundig	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	150
Buitenmaat, nettodiepte in mm	225
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	250
Nettogewicht in kg	0,62
Brutogewicht in kg	0,71