

E 379

Gebruik

voor het plaatsen van verschillende instrumenten.



- 0,8 mm draadgaas, 1,7 mm maaswijdte, 5 mm frame
- Uitgerust met 2 handvaten
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511116450 / Materiaalnummer: 03203500 / Oud Materiaalnummer: 69537901D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van tandheekkundige instrumenten	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	110
Buitenmaat, nettobreedte in mm	180
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	135
Buitenmaat, brutobreedte in mm	235
Buitenmaat, brutodiepte in mm	485
Nettogewicht in kg	0,72
Brutogewicht in kg	1,25