

E 146

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van diverse instrumenten.



- Maaswijdte bodem 3 mm, zijkanten 1,7 mm, deksel 8 mm
- Uitgerust met 2 zwenkbare handvaten
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511116009 / Materiaalnummer: 03346680 / Oud Materiaalnummer: 69514601D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	150
Buitenmaat, nettodiepte in mm	225
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	165
Buitenmaat, brutodiepte in mm	245
Nettogewicht in kg	0,61
Brutogewicht in kg	0,70