


O 176

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van MIC-, arthroscopie- en urologie-instrumenten.



- Uitgerust met 14 injectoren/ trechters
- Links inzetrek, rechts holle instrumenten (tot 500 mm)
- De belaadhoogte links bedraagt 360 +/- 20 mm
- Dosering poedervormig reinigingsmiddel niet mogelijk
- Geen sproeiarm, met aansluiting voor heteluchtdroging

EAN: 4002511114890 / Materiaalnummer: 03807420 / Oud Materiaalnummer: 69117601D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Productcategorie</b>	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
<b>Capaciteit</b>	
Holle instrumenten [aantal]	10
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	409
Buitenmaat, nettobreedte in mm	475
Buitenmaat, nettodiepte in mm	531
Buitenmaat, brutohoogte in mm	545
Buitenmaat, brutobreedte in mm	400
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	4,80
Brutogewicht in kg	6,50
<b>Meegeleverde verpakking</b>	
E 442 spoelhuls, Ø 11 mm, lengte 121 mm, met kap Ø 6 mm [aantal]	2
E 448 siliconen slang met Luer-Lock-adapter vrouwelijk [aantal]	2
E 452 inspuiter 2,5 x 60 mm [aantal]	1
E 453 inspuiter 4 x 110 mm met klem [aantal]	1
E 454 inspuiter voor trocarthulzen 10–15 mm [aantal]	1
Sproeikop Ø 2,5 mm [aantal]	2
Sproeikop Ø 4 mm [aantal]	4
Trechter [aantal]	4