


O 183

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van MIC-, artroscoopie- en urologie-instrumenten.



- Linkerkant: 10 injectoren of vrije plaatsing van inzetten
- Rechterkant: 14 injectoren/trechters voor holle instrumenten
- Beladingshoogte 285 +/- 30 mm; holle instrumenten 370 +/- 30 mm
- Dosering poedervormig reinigingsmiddel niet mogelijk

EAN: 4002511114920 / Materiaalnummer: 03807470 / Oud Materiaalnummer: 69118301D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Capaciteit	
Holle instrumenten [aantal]	14
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	270
Buitenmaat, nettobreedte in mm	475
Buitenmaat, nettodiepte in mm	530
Buitenmaat, brutohoogte in mm	410
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	555
Nettogewicht in kg	4,00
Brutogewicht in kg	4,80