

O 184

bovenrek

voor het optimaal plaatsen van bijvoorbeeld centrifugebuisjes, vials of reageerbuisjes.



- Uitgerust met 96 injectoren
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Installatiehoogte: 170 mm mm
- Dosering poedervormig reinigingsmiddel niet mogelijk

EAN: 4002511114937 / Materiaalnummer: 03807480 / Oud Materiaalnummer: 69118401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Reageerbuisenrek	•
Injectorrek	•
Bovenrek	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Maximale beladingshoogte in mm	170
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van reageerbuisen	•
Capaciteit	
Reageerbuisen [aantal]	96
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	468
Buitenmaat, nettobreedte in mm	475
Buitenmaat, nettodiepte in mm	531
Buitenmaat, brutohoogte in mm	270
Buitenmaat, brutobreedte in mm	525
Buitenmaat, brutodiepte in mm	540
Nettogewicht in kg	4,50
Brutogewicht in kg	5,70
Meegeleverde verpakking	
ID 110, inspuiter Ø 2,5 mm, lengte 110 mm [aantal]	96