

U 167

Onderrek

voor het optimaal plaatsen van anesthesie-hulpstukken.



- Voor 4 ademkalkpotten, 9 afscheidingsglazen en & diverse utensiliën
- 20 houders, hoogte 200 mm mm, afstand ong. 95 mm mm

EAN: 4002511114784 / Materiaalnummer: 03807600 / Oud Materiaalnummer: 69116702D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Onderrek	•
Wagen voor anesthesie-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd
Kleur	Wit
Spijlafstand in mm	95
Spijlhoogte in mm	200
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	220
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	516
Buitenmaat, brutohoogte in mm	240
Buitenmaat, brutobreedte in mm	550
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	3,10
Brutogewicht in kg	4,60