

E 106/1

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van glazen met wijde hals, maatcilinders enz.



- Uitgerust met 26 kleine veerhaken à 105 mm hoogte
- De afstand tussen de veerhaken bedraagt ong. 60 mm

EAN: 4002511115682 / Materiaalnummer: 03808320 / Oud Materiaalnummer: 69510602D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor beker glazen	•
Inzet/module voor glaswerk met wijde hals	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van maatcilinders	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	195
Buitenmaat, nettobreedte in mm	116
Buitenmaat, nettodiepte in mm	410
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	0,77
Brutogewicht in kg	0,94