


E 109

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van bekeerglazen tot 250 ml.



- Geschikt voor 21 bekeerglazen tot 250 ml
- Uitgerust met 21 x 3 staafjes
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511115729 / Materiaalnummer: 03808360 / Oud Materiaalnummer: 69510901D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekeerglazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Draad, gerilsaneerd
Kleur	Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Bekerglazen [aantal]	21
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	155
Buitenmaat, nettobreedte in mm	230
Buitenmaat, nettodiepte in mm	460
Buitenmaat, brutohoogte in mm	185
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	490
Nettogewicht in kg	1,21
Brutogewicht in kg	1,54