

E 110

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van bekersglazen van 250 tot 600 ml.



- Geschikt voor 10 bekersglazen van 250–600 ml
- Uitgerust met 10 x 3 staafjes
- Inzetbaar in onderrek

EAN: 4002511115736 / Materiaalnummer: 03808390 / Oud Materiaalnummer: 69511001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor bekersglazen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Draad, gerilsaneerd
Kleur	Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Bekersglazen [aantal]	10
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	175
Buitenmaat, nettobreedte in mm	230
Buitenmaat, nettodiepte in mm	460
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
Buitenmaat, brutodiepte in mm	505
Nettogewicht in kg	0,83
Brutogewicht in kg	1,35