


E 124

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van infuusflessen. Oppervlakte 100 x 100 mm.



- 16 vakken, vakgrootte: 100 x 100 mm (fles), 48 x 48 mm (hals)
- Inzetbaar in onderrek

EAN: 4002511115811 / Materiaalnummer: 03808500 / Oud Materiaalnummer: 69512401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	16
Toepassingsgebied	
Behandeling van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	148
Buitenmaat, nettobreedte in mm	460
Buitenmaat, nettodiepte in mm	460
Buitenmaat, brutohoogte in mm	170
Buitenmaat, brutobreedte in mm	480
Buitenmaat, brutodiepte in mm	480
Nettogewicht in kg	1,44
Brutogewicht in kg	1,80