

E 128

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van infuusflessen. Oppervlakte 71 x 71 mm.



- 24 vakken, vakgrootte: 71 x 71 mm (fles), 46 x 46 mm (hals)

EAN: 4002511115859 / Materiaalnummer: 03808540 / Oud Materiaalnummer: 69512801D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	24
Toepassingsgebied	
Behandeling van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	103
Buitenmaat, nettobreedte in mm	445
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	475
Buitenmaat, brutodiepte in mm	470
Nettogewicht in kg	1,49
Brutogewicht in kg	1,95