

E 134

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 210 objectglaasjes.



- Geschikt voor het plaatsen van 210 objectglaasjes
- Uitgerust met 26 vakken à 11 mm x 26 mm, draaddikte 3 mm

EAN: 400251115897 / Materiaalnummer: 03808600 /
Oud Materiaalnummer: 69513401D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
SlimLine-laboratoriumspoelmachine	•
Reinigingstoestellen voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Grote laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
SlimLine laboratoriumspoelmachines voor de industriële reiniging van onderdelen	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	26
Breedte van de vakken in mm	11
Lengte van de vakken in mm	26
Capaciteit	
Objectglaasjes [aantal]	210
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0

E 134

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 210 objectglaasjes.

EAN: 4002511115897 / Materiaalnummer: 03808600 /
Oud Materiaalnummer: 69513401D

Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
-----------------------------	-----------

Zekering in A	0-0
---------------	-----

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	73
-------------------------------	----

Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
--------------------------------	-----

Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
-------------------------------	-----

Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
-------------------------------	----

Buitenmaat, brutobreedte in mm	230
--------------------------------	-----

Buitenmaat, brutodiepte in mm	460
-------------------------------	-----

Nettogewicht in kg	1,50
--------------------	------

Brutogewicht in kg	1,61
--------------------	------

