

E 135

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 19 babyflessen tot 250 ml.



- Geschikt voor 19 babyflesjes van 250 ml
- Passend voor flessen van 56 x 56 mm, hals: 49 x 49 mm
- Voor het bovenrek A 102 en het onderrek A 151

EAN: 4002511115903 / Materiaalnummer: 03808630 / Oud Materiaalnummer: 69513501D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Inzet voor diverse flessen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van babyflessen	•
Capaciteit	
Babyflessen [aantal]	19
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	194
Buitenmaat, nettobreedte in mm	192
Buitenmaat, nettdiepte in mm	447
Buitenmaat, brutohoogte in mm	465
Buitenmaat, brutobreedte in mm	195
Buitenmaat, brutodiepte in mm	205
Nettogewicht in kg	1,93
Brutogewicht in kg	2,10