

E 336

Spoelhuls

voor het optimaal plaatsen van pipetten/MIC-instrumenten in de injectorwagen.

EAN: 4002511117068 / Materiaalnummer: 03809390 / Oud Materiaalnummer: 69733601D



- Er kunnen pipetten tot max. 445 mm lang worden opgenomen
- Uit kunststof, schroefbaar

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Thermodesinfectoren	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Productcategorie	
Spoelhuls	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Behandeling van holle instrumenten	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	1
Holle instrumenten [aantal]	1
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	121
Buitenmaat, nettobreedte in mm	11
Buitenmaat, nettodiepte in mm	11
Buitenmaat, brutohoogte in mm	12
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	120
Diameter in mm	11
Nettogewicht in kg	0,02
Brutogewicht in kg	0,02