

E 352

Injektordüse

voor het optimaal reinigen van spoelgoed.



- Geschikt voor gebruik in een injectorwagen
- Te combineren met de vergrendeling E 354
- Ø 6 x 220 mm, schroefbaar

EAN: 4002511117082 / Materiaalnummer: 03809510 / Oud Materiaalnummer: 69735201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	220
Buitenmaat, nettobreedte in mm	10
Buitenmaat, nettodiepte in mm	10
Buitenmaat, brutohoogte in mm	230
Buitenmaat, brutobreedte in mm	20
Buitenmaat, brutodiepte in mm	30
Diameter in mm	6
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,03