

E 353

Vergrendeling

in hoogte verstelbaar, voor optimale plaatsing laboratoriumglaswerk op sproeier.



- Geschikt voor injector E 351
- In hoogte verstelbare vergrendeling
- Geschikt voor bijvoorbeeld flessen, erlenmeyers en rondkolven

EAN: 4002511117099 / Materiaalnummer: 03809530 / Oud Materiaalnummer: 69735301D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Overige accessoires	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Draad, gerilsaneerd, Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal, Wit
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	100
Buitenmaat, nettobreedte in mm	45
Buitenmaat, nettodiepte in mm	160
Buitenmaat, brutohoogte in mm	120
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	100
Nettogewicht in kg	0,03
Brutogewicht in kg	0,04