

E 367

Wagen

voor het optimaal plaatsen van intubatiemateriaal.



- 20 injectoren Ø2,5x30 mm en 25 van Ø4,0x30 mm (5 los meegeleverd)
- 40 bevestigingsveren voor injectoren
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging
- Bevestiging voor ML/2 voor wagenherkenning / sproeiarmdetectie

EAN: 4002511116337 / Materiaalnummer: 03809710 / Oud Materiaalnummer: 69536701D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen voor anesthesie-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van anesthesiemateriaal	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	515
Buitenmaat, brutohoogte in mm	490
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	550
Nettogewicht in kg	6,20
Brutogewicht in kg	10,00