


E 373

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van KNO-instrumenten.



- Maaswijdte bodem 3 mm, zijkanen 1,7 mm, deksel 3 mm
- Uitgerust met 28 verticale staafjes
- Uitgerust met 2 zwenkbare handvaten
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511116405 / Materiaalnummer: 03809790 / Oud Materiaalnummer: 69537301D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Productcategorie	
Inzet voor KNO-instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	150
Buitenmaat, nettodiepte in mm	225
Buitenmaat, brutohoogte in mm	80
Buitenmaat, brutobreedte in mm	170
Buitenmaat, brutodiepte in mm	240
Nettogewicht in kg	0,66
Brutogewicht in kg	0,77