

E 374

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van KNO-instrumenten, zoals inhalatieaansluitingen.



- 24 vakken ong. 45 x 45 mm, 27 vakken ongeveer 12 x 12 mm
- Maaswijdte bodem: 1,7 mm
- Inzetbaar in boven- en onderrek

EAN: 4002511116412 / Materiaalnummer: 03809800 / Oud Materiaalnummer: 69537401D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet voor KNO-instrumenten	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	51
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van KNO-instrumenten	•
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	63
Buitenmaat, nettobreedte in mm	173
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	190
Buitenmaat, brutodiepte in mm	460
Nettogewicht in kg	1,20
Brutogewicht in kg	1,20