

E 406

Wagen

voor het optimaal plaatsen van maximaal 116 pipetten.



- Geschikt voor 116 pipetten tot 450 mm
- Oppervlakte 16 x 16 mm
- Compleet met ondersteuning 150 mm hoog
- Zonder bevestiging magneetstrip voor automatische wagenherkenning

EAN: 4002511116665 / Materiaalnummer: 03810110 / Oud Materiaalnummer: 69540601D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	116
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	517
Buitenmaat, brutohoogte in mm	500
Buitenmaat, brutobreedte in mm	540
Buitenmaat, brutodiepte in mm	530
Nettogewicht in kg	4,90
Brutogewicht in kg	6,90