

E 408

Wagen

voor het optimaal plaatsen van maximaal 96 pipetten.



- Geschikt voor 96 pipetten tot 450 mm
- Oppervlakte 16 x 16 mm
- Compleet met ondersteuning 150 mm hoog
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging

EAN: 4002511116689 / Materiaalnummer: 03810130 / Oud Materiaalnummer: 69540801D

| Productcategorisatie | |
|---|----------------------------|
| Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria | • |
| Accessoires bij het toestel | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Productcategorie | |
| Wagen met aansluiting voor heteluchtdroging | • |
| Wagen voor pipetten | • |
| Producteigenschappen | |
| Materiaal | Roestvrij staal, Kunststof |
| Kleur | Roestvast staal, Zwart |
| Toepassingsgebied | |
| Behandeling van pipetten/injectieflacons | • |
| Capaciteit | |
| Pipetten [aantal] | 96 |
| Stand. elektrische aansluiting | |
| Aantal fasen | 0 |
| Spanning in V | 0 |
| Frequentie in Hz | 0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0,00 |
| Zekering in A | 0 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Buitenmaat, nettohoogte in mm | 502 |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 535 |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm | 517 |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm | 540 |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 530 |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm | 500 |
| Nettogewicht in kg | 5,50 |
| Brutogewicht in kg | 7,10 |