

E 408

Wagen

voor het optimaal plaatsen van maximaal 96 pipetten.



- Geschikt voor 96 pipetten tot 450 mm
- Oppervlakte 16 x 16 mm
- Compleet met ondersteuning 150 mm hoog
- Uitgerust met een aansluiting voor heteluchtdroging

EAN: 4002511116689 / Materiaalnummer: 03810130 / Oud Materiaalnummer: 69540801D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8535	•
PG 8536	•
Productcategorie	
Wagen met aansluiting voor heteluchtdroging	•
Wagen voor pipetten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van pipetten/injectieflacons	•
Capaciteit	
Pipetten [aantal]	96
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	502
Buitenmaat, nettobreedte in mm	535
Buitenmaat, nettodiepte in mm	517
Buitenmaat, brutohoogte in mm	540
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	500
Nettogewicht in kg	5,50
Brutogewicht in kg	7,10