


E 413

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van afzuigslangen.



- Geschikt voor 6 Sirona-afzuigslangen
- Inzetbaar in bovenrek O 177/1

EAN: 400251124486 / Materiaalnummer: 03810180 /
Oud Materiaalnummer: 68741301D

Productcategorisatie	
Thermodesinfectoren	•
Reinigingsautomaat, klein, tandheelkundig	•
Accessoires bij het toestel	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Productcategorie	
Inzet/module voor tandheelkundige instrumenten	•
Toepassingsgebied	
Behandeling van tandheelkundige instrumenten	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Capaciteit	
Slangen [aantal]	6
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	205
Buitenmaat, nettobreedte in mm	390
Buitenmaat, nettodiepte in mm	450
Buitenmaat, brutohoogte in mm	250
Buitenmaat, brutobreedte in mm	485
Buitenmaat, brutodiepte in mm	495
Nettogewicht in kg	1,40
Brutogewicht in kg	1,42