


A 13
Deksel
voor het fixeren van kwetsbaar spoelgoed.



- Roestvrij stalen deksel
- 1 mm draadgaas, 8 mm maaswijdte, 4 mm frame
- Voor inzetten E 103, E 104, E 105 en E 139 bij behoefte aan vervanging

EAN: 4002511117204 / Materiaalnummer: 03810200 / Oud Materiaalnummer: 69745001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Deksel	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0-0
Frequentie in Hz	0-0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00-0,00
Zekering in A	0-0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	20
Buitenmaat, nettobreedte in mm	200
Buitenmaat, nettodiepte in mm	320
Buitenmaat, brutohoogte in mm	20
Buitenmaat, brutobreedte in mm	220
Buitenmaat, brutodiepte in mm	300
Nettogewicht in kg	0,14
Brutogewicht in kg	0,25