


UTS

Rekje voor hulpstukken

voor het ideaal reinigen van kleine voorwerpen.



- Uitgerust met een bovenblad
- 3 vakken met een grootte van ?? x ??

EAN: 4002511117143 / Materiaalnummer: 03810260 / Oud Materiaalnummer: 69741001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Productcategorie	
Overige inzetstukken	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Aantal vakken	3
Toepassingsgebied	
Behandeling van MIC-instrumenten	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	93
Buitenmaat, nettobreedte in mm	102
Buitenmaat, nettodiepte in mm	350
Buitenmaat, brutohoogte in mm	110
Buitenmaat, brutobreedte in mm	400
Buitenmaat, brutodiepte in mm	605
Nettogewicht in kg	0,75
Brutogewicht in kg	1,00