


ID 140

Injektordüse

met kunststof ondersteuning, Ø 4 mm, lengte 140 mm.



- Geschikt voor gangbare injectorrekken en -wagens
- Geschikt voor bijvoorbeeld maatcilinders, maatkolven en reageerbuisjes

EAN: 4002511116986 / Materiaalnummer: 03810340 / Oud Materiaalnummer: 69714001D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Productcategorie	
Inspuiter	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal, Kunststof
Kleur	Roestvast staal, Zwart
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	55
Buitenmaat, nettodiepte in mm	140
Buitenmaat, brutohoogte in mm	55
Buitenmaat, brutobreedte in mm	80
Buitenmaat, brutodiepte in mm	145
Diameter in mm	4
Nettogewicht in kg	0,01
Brutogewicht in kg	0,02