

E 118

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van petrischaaltjes.



- Geschikt voor 38 halve petrischalen met Ø 100 mm
- Uitgerust met 38 houders, hoogte 70 mm, afstand ongeveer 26 mm
- Inzetbaar in bovenrek

EAN: 4002511115767 / Materiaalnummer: 03830270 / Oud Materiaalnummer: 69511801D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor petrischalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Petrischalen [aantal]	38
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	120
Buitenmaat, nettobreedte in mm	460
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	160
Buitenmaat, brutobreedte in mm	480
Buitenmaat, brutodiepte in mm	480
Nettogewicht in kg	1,54
Brutogewicht in kg	1,90