


E 136

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 56 petrischaaltjes.



- Geschikt voor 56 petrischaaltjes met Ø 100 mm
- Uitgerust met 56 houders à 70 mm hoogte, afstand ca. 26 mm
- Inzetbaar in onderrek
- De capaciteit kan met inzet E 137 worden verdubbeld

EAN: 4002511115941 / Materiaalnummer: 03830280 / Oud Materiaalnummer: 69513601D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Accessoires bij het toestel	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Productcategorie	
Inzet/module voor petrischalen	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Spijlafstand in mm	26
Spijlhoogte in mm	70
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Capaciteit	
Petrischalen [aantal]	56
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	485
Buitenmaat, nettobreedte in mm	145
Buitenmaat, nettodiepte in mm	445
Buitenmaat, brutohoogte in mm	150
Buitenmaat, brutobreedte in mm	450
Buitenmaat, brutodiepte in mm	535
Nettogewicht in kg	2,10
Brutogewicht in kg	2,50