

E 137

Gebruik

voor het optimaal plaatsen van 56 petrischaaltjes.



- Geschikt voor 56 petrischaaltjes met Ø 100 mm
- Uitgerust met 56 houders à 70 mm hoogte, afstand ca. 26 mm
- Inzetbaar in onderrek
- Plaatsbaar op inzet E 136

EAN: 4002511115958 / Materiaalnummer: 03830290 / Oud Materiaalnummer: 69513701D

<b>Productcategorisatie</b>	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
<b>Accessoires bij het toestel</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Productcategorie</b>	
Inzet/module voor petrischalen	•
<b>Producteigenschappen</b>	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Spijlafstand in mm	26
Spijlhoogte in mm	70
<b>Toepassingsgebied</b>	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
<b>Capaciteit</b>	
Petrischalen [aantal]	56
<b>Stand. elektrische aansluiting</b>	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
<b>Afmetingen en gewicht</b>	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	485
Buitenmaat, nettobreedte in mm	445
Buitenmaat, nettodiepte in mm	95
Buitenmaat, brutohoogte in mm	140
Buitenmaat, brutobreedte in mm	530
Buitenmaat, brutodiepte in mm	580
Nettogewicht in kg	2,02
Brutogewicht in kg	3,45