

E 142

Gebruik

voor het plaatsen van verschillende instrumenten.



- 1 mm draadgaas, 5 mm maaswijdte, 5 mm frame
- Uitgerust met 2 zwenkbare handvaten
- De maximale belastbaarheid is ongeveer 10 kg

EAN: 4002511115972 / Materiaalnummer: 03830300 / Oud Materiaalnummer: 69514201D

Productcategorisatie	
Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria	•
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch	•
Accessoires bij het toestel	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Productcategorie	
Zeefschaal	•
Producteigenschappen	
Materiaal	Roestvrij staal
Kleur	Roestvast staal
Toepassingsgebied	
Behandeling van laboratoriumglaswerk	•
Behandeling van gynaecologische instrumenten	•
Behandeling van KNO-instrumenten	•
Behandeling van OK-instrumenten	•
Stand. elektrische aansluiting	
Aantal fasen	0
Spanning in V	0
Frequentie in Hz	0
Totale aansluitwaarde in kW	0,00
Zekering in A	0
Afmetingen en gewicht	
Buitenmaat, nettohoogte in mm	55
Buitenmaat, nettobreedte in mm	255
Buitenmaat, nettodiepte in mm	480
Buitenmaat, brutohoogte in mm	75
Buitenmaat, brutobreedte in mm	280
Buitenmaat, brutodiepte in mm	515
Nettogewicht in kg	0,70
Brutogewicht in kg	0,86